

Magic BOND

PORTUGUÊS

Descrição

Magic Bond é um adesivo fotopolimerizável, de frasco único, indicado para o uso em esmalte. Magic Bond é compatível com todos os materiais restauradores dentários: Condicionadores, resinas fotopolimerizáveis, componentes restauradores e cimentos resinosos.

Composição

BIS-GMA, TEGDMA, EDAB, fotoiniciador e estabilizante.

Indicações

Magic Bond é indicado para adesão de restaurações em resina composta, cerâmicas e compómeros em dentes anteriores e posteriores.

Técnicas de Aplicações

1. Promover isolamento absoluto com dique de borracha ou outro métodos adequado de isolamento.
2. Limpar a superfície de esmalte utilizando pasta profilática (sem flúor e aromatizantes) ou pedra pomes mais água.
3. Magic Acid 37% Coltene (condicionador dental) sobre toda a face de esmalte a ser restaurada por 60 segundos em dentes deciduos.
4. Lavar a superfície dental condicionada com spray de água isenta de óleos essenciais que podem contaminar a superfície.
5. A seguir aplicar uma quantidade suficiente de Magic Bond sobre a região a ser restaurada.
6. Espalhar o Magic Bond ao longo de toda a extensão cavitária com jatos de ar ou pincel fino.
7. Polimerizar o Magic Bond com luz halógena ou tipo LED por 20s.
8. Realizar aplicação do composto (ex: Fill Magic, NT Premium, Brilliant NG).
9. Polimerizar o composto conforme indicado nas Instruções de uso do

fabricante.

10. Realizar o acabamento da restauração.

Precauções

Todo material odontológico deve ser usado unicamente por dentistas e laboratórios dentais autorizados. Manter fora do alcance das crianças.

Restrições e Advertências

Não há contra indicações quando o Magic Bond é usado por um profissional da Odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos seus componentes, recomendamos não fazer uso, ou ainda quando a técnica estipulada não puder ser aplicada.

Validade e Armazenagem

Magic Bond atende à finalidade a que se destina se acondicionado a temperatura ambiente (15°C - 30°C), em local seco, protegido da luz e do calor.

Não armazenar junto a produtos que contenham eugenol.

A data de validade representa o prazo máximo para a utilização do produto.

Apresentação

1 frasco de Magic Bond com 5 mL

ESPAÑOL

Descripción

Magic Bond es un adhesivo fotopolimerizable, monocomponente, indicado para uso en esmalte.

Composición

BIS-GMA, TEGDMA, EDAB, indicador y estabilizante.

Indicaciones

Magic Bond es indicado para mejorar la adaptación de las obturaciones en el ámbito de las restauraciones en dientes anteriores u posteriores (técnica de ataque ácido) con materiales fotopolimerizables.

Técnica de Aplicación

1. Promueva al aislamiento absoluto con

eficaz de aislamiento.

2. Limpiar la superficie del esmalte utilizando pasta profilática (sin flúor y aromatizantes) o piedra pomes más agua.
 3. Aplicar Magic Acid 37% Coltene (Acido grabador) sobre toda la superficie del esmalte a ser restaurado por 60 segundos en dientes de niños.
 4. Lavar la superficie dental grabada con chorro de agua libre de aceites esenciales que pueden contaminar la superficie.
 5. Aplicar una cantidad suficiente de Magic Bond sobre la región a ser restaurada.
 6. Aplicar de forma homogénea al largo de toda la superficie de la extensión cavitaria con un chorro de aire o pincel delgado.
 7. Foto-polimerizar Magic Bond por 20 segundos.
 8. En seguida aplicar al compuesto (ex. Fill Magic, NT Premium, Brilliant NG, etc).
 9. Fotocurar el composite por 20 a 30 segundos.
 10. Promuevo la terminación y el pulido de la restauración.
- ### Restricciones
- No hay contraindicación cuando el Magic Bond es usado por un profesional de Odontología de acuerdo con las instrucciones de uso.
- Entretanto en pacientes que tengan histórico de alergia cualquier uno de los componentes recomendamos no utilizarlo, o cuando la técnica establecida no pueda ser aplicada.
- ### Validez y Almacenamiento
- Magic Bond atende a la finalidad a que se destina se acondicionado en temperatura ambiente (15°C - 30°C), al abrigo de polvos, humedad o luz intensa. No almacenar junto a productos que contengan Eugenol. La fecha de validez, la cual consta en las embalajes, representa el plazo máximo para utilización del producto.

Magic BOND

Técnicas de Aplicación

Todo material debe ser usado únicamente por dentistas y laboratorios dentales autorizados.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

1 frasco de Magic Bond con 5 mL

ENGLISH

Description

Magic Bond is a light-curing bonding monocomponent adhesive, indicated for use in enamel.

Composition

BIS-GMA, TEGDMA, EDAB, initiator and stabilizer.

Indications

Magic Bond is indicated to improve the bonding of restorations in anterior and posterior teeth (acid conditioner technique) with light curing activation.

Techniques of Application

1. Install a rubber dam of another appropriate method to avoid contamination.

2. Clean the enamel surface using prophylactic paste (without fluoride and flavoring) and water.

3. Apply Magic Acid 37% Coltene (conditioner) on the enamel surface to be restored for 60 seconds in permanent teeth and 90 seconds in deciduous teeth.

4. Wash the conditioned dental surface with spray of water, free of essential oils that contaminate the surface.

5. Apply enough quantity of Magic Bond on the surface to be restored.

6. Spread Magic Bond with air streaming or fine brush over the whole surface.

7. Light-cure the Magic Bond for 20 seconds.

8. Apply the composite (ex: Fill Magic, NT Premium, Brilliant NG, etc).

9. Light-cure the composite for 20 or 30 seconds.

10. Finish and polish the procedure for restoration.

Contraindication

Magic Bond is used by surgeon dentist in accordance with the use instructions.

However in patients who possess description of allergy to the components of this product, do not use it.

Validity and Storage

Magic Bond must be stored at room temperature (15° - 30°C), free of dust, humidity and intense light. Do Not store with products which contain eugenol. The date of validity printed on the package, shows the maximum period to the use of this product.

Warnings

dental material must be used by authorizes dentists and dental laboratories.

To keep out of reach of children,

Presentation

1 bottle of Magic Bond with 5 mL

VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 33.425.331/0001-22 - Ind. Bras.

Rua Pesqueira, 26 - Bonsucesso,

CEP: 21041-150, Rio de Janeiro (RJ), Brasil

SAC: 0800 024 7422

sac@vigodent.com.br

www.vigodent.com.br

Responsável técnico:

Catia Mara da Eira Hoehn

CRQ - RJ 03212642 - 3ª Região

ANVISA nº 10068870076

040108 - 06052022

Magic BOND

Agente de união

Agente de unión

Agent of union

vigodent